



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

AUTOCLAVE AUTOMAT 24 LTS.

1

Año
Garantía



¡NUEVO SISTEMA DE VACÍO
DE ALTA EFICIENCIA!



Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

www.equibiomedic.com - INFO: PBX: (057) (4) 444 08 38



AUTOCLAVE AUTOMAT 24 LTS.



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

Autoclave con cuatro programas de esterilización, utilizando como agente esterilizador vapor de agua saturado.

Cuenta con Registro Sanitario INVIMA No. 2018DM-0018563

CARACTERÍSTICAS

- Proceso de esterilización y variables de temperatura y presión controlados por microcontrolador.
- Panel de control de membrana para inicio y parada de emergencia.
- Tanque de reserva de agua para llenado de cámara.
- Cuatro programas de esterilización:
 - Instrumental empacado.
 - Instrumental libre sin empaque.
 - Ropa, telas y gasas.
 - Líquidos y envases.
- Válvula de seguridad de sobre presión.
- Alarma sonora de sobrecalentamiento.
- Alarma que indica si hubo un error durante el proceso.
- Tiempo de esterilización y secado programable.
- Cámara de acero inoxidable 304 (opcional 316).
- 2 bandejas de acero inoxidable 304 (opcional 316).
- **Opcional:** Bomba de Vacío de alta eficiencia para procesos de Calentamiento y Post-Esterilización.
- **Opcional:** Impresora para registro de datos.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

• Previo a la instalación del equipo se debe garantizar una conexión eléctrica estable con su respectivo polo a tierra y un breaker de protección con la capacidad suficiente para la potencia de operación del equipo.

• Para la operación del equipo es muy importante y se recomienda leer el manual de usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Automat 2400	
Capacidad de cámara	24 litros	
Voltaje de operación	110 VAC	220 VAC (Opc.)
Corriente de entrada	11 Amp	6 Amp
Breaker del circuito	15 Amp	10 Amp
Consumo de potencia	1200 Vatios	
Frecuencia de la línea	60 Hz	
Temperatura operación	121°-123	134°C (Opc.)
Presión de trabajo	20 a 25 PSI	20 a 36 PSI
Presión máxima	30 PSI	40 PSI
Medidas externas	Ancho: 50,5 cm	
	Alto: 38,5 cm	
	Largo: 52,0 cm	
Medidas internas de cámara	Diámetro: 26,5 cm	
	Longitud: 40,0 cm	
Medidas de bandejas	Ancho: 20,4 cm	
	Alto: 3,0 cm	
	Largo: 32,3 cm	
Peso:	49,5 kg	





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

