



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

349KLX

Balanza Digital de Piso

VENTAJAS

Plataforma de perfil bajo

La altura baja de la plataforma requiere solo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

Pantalla remota

La pantalla brinda versatilidad con la capacidad de instalarse en una pared o de colocarse sobre una mesa.

Características de valor agregado

Funciones operativas (Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero / tara, cero automático, apagado automático, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional.

Interface con monitor Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn

La balanza tiene la capacidad de transferir los datos de peso al monitor Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn a través de la conexión de puerto serial

Estuche
para 349KLX
Artículo n.º 64771





Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

Balanza Digital de Piso

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 400 lb / 180 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- El indicador remoto se puede instalar en la pared o colocarse en una mesa
- Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero/tara, cero automático, apagado automático, Función de pesaje madre-hijo
- Tamaño de la plataforma (ancho x prof. x alto): 12 ½" x 12" x 1 ½" / 318 mm x 305 mm x 48 mm
- 6 baterías AA incluidas, adaptador de alimentación opcional de 120 V (ADPT40)
- Estuche de transporte opcional disponible (64771)
- Garantía limitada de 2 años

Nota:

Al conectar el Welch Allyn® Spot Vital Signs® LXi a una balanza Health o meter® Professional 349KLX

- **Precaución:** Use solo 6 baterías alcalinas AA con la balanza Health o meter® Professional 349KLX. No use el adaptador de suministro de corriente opcional instalado en la pared.
- **Precaución:** La balanza Health o meter® Professional 349KLX no se vende con un cable RS-232 para conectar la balanza al Spot LXi. El cliente debe adquirir un cable RS-232 estándar.
- **Precaución:** Quite las dos tuercas hexagonales del cable RS-232 antes de atornillar el cable en la base de la balanza al usar el Spot Vital Signs® LXi con una balanza Health o meter® Professional 349KLX



Welch Allyn®

La 349KLX se conecta con
Spot Vital Signs® LXi





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

