



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

844KL

Balanza Digital de Piso

VENTAJAS

Balanza de piso de 200 kg / 440 lb de capacidad

La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil.

Pantalla de LCD de 31.75 mm / 1-1/4"

La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso.

Plataforma de altura mínima

La plataforma de altura mínima requiere solo de un pequeño paso, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable



Estuche de
Transporte para
844KL N° de
artículo 64771



Balanza Digital de Piso 844KL



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 200 kg / 440 lb
- Resolución: 0.05 kg / 0.1 lb
- Dimensiones de la plataforma: 321 mm (ancho) x 321 mm (prof.) x 48 mm (alto) / 12 5/8" (ancho) x 12 5/8" (prof.) x 1 7/8" (alto)
- Pantalla grande de LCD 31.75 mm / 1 1/4"
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluidas)
- Estuche opcional (número de artículo 64771)
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático

MODELO: 844KL

EMPAQUE PRINCIPAL: 2

DIMENSIONES DE ENVÍO: 384.18 mm x 14.75 mm 152.4 mm

PESO (KG): 3.86 kg

CÓDIGO CUP: 10892076002401





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

