



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia

MONITOR S90 Yunis Medical



Características básicas



Pantalla HD

Pantalla HD de pantalla completa, pantalla HD de resolución 1024 * 768



Exacto

Adopte algoritmos avanzados de medición e interpretación automática para garantizar buenas lecturas y precisión en diferentes situaciones



Portátil

La máquina es pequeña, fácil de transportar, con un mango oculto ergonómico



Inteligente

Sistema operativo inteligente y fácil de usar con inicio rápido y flujo de trabajo de una sola tecla



Operación de gesto

Operación de gesto: la pantalla multitáctil admite múltiples operaciones de prueba



Cumplir con los estándares profesionales de alto nivel, el uso de accesorios de medición de alta calidad



Confiabl

Hecho de material sólido, puede resistir los efectos de ambientes hostiles, pero también puede reducir la interferencia electromagnética de las mediciones de interferencia, ideal para el monitoreo a largo plazo



Pantalla ancha

La pantalla panorámica se puede ver desde cualquier ángulo



Servidor móvil de emergencia

Los dispositivos móviles de emergencia aseguran el monitoreo del transporte sin interrupciones y la transmisión de datos durante todo el proceso médico




Conectividad

Sistema integrado de gestión de bases de datos de casos, puede almacenar 1000 casos

Varias soluciones de instalación

Una amplia gama de soluciones de instalación, como carros, stents de pared, etc., para satisfacer una variedad de necesidades clínicas



Especificaciones técnicas S90

Mostrar

× Pantalla y resolución: 12.1 pulgadas, 1024 * 768 píxeles

· Forma de onda: Forma de onda estándar de 7 conductores

· Indicador: Indicador de alarma, indicador de potencia, indicador de batería, tono de pulso, tono de alarma

× Puerto: Puerto de especificación, puerto de CA, puerto LAN, puerto USB

^ Tamaño: 295 mm * 265 mm * 180 mm

· Peso: Sustantivo (acrónimo de noun) 2.80 kg

NIBP

· Método de medición: Oscilación

· Métodos de medición: Manual/automático/continuo

· Unidad de presión: Columna de mercurio/kPa

· Parámetros de medición: Contracción, diastólica, promedio

• Rango sistólico: Neonatal: 30mmHg ~ 220mmHg (4.0kPa ~ 29.3kPa) Pediatría: 30mmHg ~ 280mmHg (4.0kPa ~ 37.3kPa)

Adulto: 30 mmHg ~ 280 mmHg (4.0 kPa ~ 37.3 kPa)

· Rango de relajación: Neonatal: 10 mmHg ~ 190 mmHg (1.3 kPa ~ 22.0 kPa) Pediatría: 10 mmHg ~ 220 mmHg (1.3 kPa ~ 29.3 kPa)

Adulto: 10 mmHg ~ 220 mmHg (1.3 kPa ~ 29.3 kPa)

× Rango promedio: Neonatal: 10 mmHg ~ 205 mmHg (1.3 kPa ~ 27.3 kPa) Pediatría: 10 mmHg ~ 235 mmHg (1.3 kPa ~ 31.3 kPa)

Adulto: 10 mmHg ~ 240 mmHg (1.3 kPa ~ 32.0 kPa)

· Precisión: ± 3 mm Hg

× doble protección contra sobretensión

Temperatura

• Rango: 0~50℃

× Resolución: 0.1℃

· Precisión: ± 0.1℃

* Alarma de asfixia: 20s ~ 60s opcional, intervalo 5s



Interfaz



Pantalla táctil



Diseño de manija y almacenamiento



ECG

• Liderazgo:	3/5 plomo
• Ganancia:	Automático, 2.5 mm/milivoltios, 5.0 mm/milivoltios, 10 mm/milivoltios 20 mm/milivoltios, 40 mm/milivoltios
• Velocidad:	12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
• Rango de recursos humanos:	15-300BPM (AUD), 15-350 BPM (PED/NEO)
• Modo de filtrado:	Dia (0.05 ~ 100Hz), Mon (0.5 ~ 40Hz), Sur (1 ~ 25Hz)
• Protección:	Cuchillo anti-eléctrico, protección contra la fibrilación 5000V fuerza de aislamiento
ST Diagnosis:	-2.5 milivoltios ~ 2. 5 mV, análisis de arritmia Prueba de estimulación

Saturación de oxígeno

• Rango:	(0 ~ 100%); Resolución (1%)
• Precisión:	±2%(70~100%)
@ PR:	Rango (30 ~ 250BPM), precisión (± 2BPM)

IBP

• IBP:	Rango: -50 ~ 400 mm Hg Precisión: ± 3 mmHg (0 ~ 40 mmHg)
• Soporte para múltiples	
Modo de medición:	ABP, CVP, ICP, LAP, etc.
• Rango de frecuencia de pulso:	20 ~ 254BPM, preciso: ± 2RPM
* Admite la medición de sincronización IBP de doble canal	

CO2

* Modo:	General/lateral
• Rango:	0 ~ 150 mmHg
• Precisión:	± 2 mmHg (0 ~ 76 mmHg) ± 5% (77 ~ 150 mmHg) ± 8% (101 ~ 150 mmHg)
• Rango de frecuencia respiratoria:	0 ~ 150RPM; Precisión: ± 2 rpm
× Flujo de muestreo:	50 ml/Min

Gas que contiene plata

* Modo:	General/lateral
<ISO:	Rango: 0-5% Precisión: 0.15% + lectura 5%
• Seff:	Rango: 0-8% Precisión: 0.15xvol% + lectura 5%
• Dióxido de carbono:	Rango: 0-20% Precisión: 0. 20% + lectura 5% (0-5%) 0.20% de volumen% + lectura 8% (5.1-20%)
@ respectivamente:	Rango: 0 ~ 120 rpm/min Precisión: ± 2 rpm
× Proceso de muestreo:	50 ml/minuto
• Identificación automática de gases anestésicos	
* Tiempo de identificación automática de menos de 20 segundos	





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

