



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

UNIDAD DE ASPIRACIÓN ELÉCTRICA NEW ASKIR 30

APLICACIONES

- Endoscopia
- Gastroenterología
- Cirugía General
- Atención Domiciliaria
- Obstetricia
- Pabellón quirúrgico
Sala operaciones
- Veterinaria



Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

www.equibiomedic.com - INFO: PBX: (057) (4) 444 08 38



NEW ASKIR 30



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

NEW ASKIR 30 es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapia post-operatoria. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-11 "para uso en Atención Domiciliaria".

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe (diferentes opciones)
- Tubos de Silicona autoclavable 6x10 + Conector Cónico $\varnothing$ 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Sonda de aspiración CH20
- Cable de Conexión con Enchufe tipo USA

OPCIONAL

- Carrito de transporte REF. 27730

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor _____	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación		
Tensión de alimentación _____	110-127V 60Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite		
Clasificación ISO 10079-1 _____	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO		
Vacío máximo (ajustable) _____	-0.80 Bar	-80 kPa	-600 mmHg
Flujo de Aire Libre _____	40 l/min		
Nivel de Ruido _____	60,5 dB		
Ciclo de Trabajo _____	Operación continua		
Peso _____	3.50 Kg		
Dimensiones _____	cm 35 x 21 x 18		
Años de Garantía _____	2		
Configuración de embalaje _____	3 Udds./Caja		
Lugar de Fabricación _____	Italia		

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

RE 310100/30 _____	NEW ASKIR 20 con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
RE 310100/40 _____	NEW ASKIR 20 con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
Disponible bajo pedido	Frasco APEC® autoclavable hasta 143° Cent.





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

