



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia

Unidad Portátil de Absorción de flema

SXT-5A

Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.

Con control regulable de flujo.

Posee protección de sobreflujo.

Recipiente de secreciones de 1 Litro.

Material plástico transparente autoclavable.



Especificaciones Técnicas

Maximo Vacio:	600mmHg
Rango de Vacio:	150mmHg - 600mmHg
Velocidad de Flujo:	22 L / Min.
Nivel de Ruido:	< ó igual a 60dB
Capacidad del recipiente:	1000mLtr.
Peso:Peso Neto:	4.0 Kg
Dimensiones:	21Cm x 14Cm x 30Cm.
Suministro de Poder:	AC 110 V +/- 10%, 60Hz
Potencia de Entrada:	110VA

Accesorios Incluidos:

Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, manual de usuario.





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

