



# Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

# Equipos Biomédicos

---

Medellín - Colombia

# Unidad Portátil de Absorción de flema

## YX930D

Bomba Libre de Aceite.  
Alta Velocidad de Flujo.  
Bajo Nivel de Contaminación.  
2500 ml x 2 de capacidad.  
Desinfección del material de los frascos:  
Sumersión en solución desinfectante.



## Especificaciones Técnicas

Máximo vacío:	Mayor o igual a -0.09 Mpa (-680 mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 40 L/min
Capacidad de las botellas:	2500 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Potencia de entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua hasta 30 min aprox o trabajo intermitente.
Dimensiones:	465 mm (Largo) x 425 mm (Grosor) x 920 mm (Altura)
Peso neto:	22.5 kg

### Accesorios Incluidos:

Cánula de succión para cavidad abdominal, manguera de succión,  
Filtro de aire, fusible, pedal, manual.





# Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



[www.equibiomedic.com](http://www.equibiomedic.com)



Medellín - Colombia

