



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia

Equipo de órganos de pared

Sistema de Transformador de Pared Green Series 777 y Cabezales

777-SM2XXX

Baxter



Set de Transformador de Pared Green Series 777 de Welch Allyn

VERSÁTIL, SEGURO, ECONÓMICO

- Fuente de alimentación de **5 W** con certificación Energy Star.
- La ausencia de interruptores de encendido/apagado reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Cables de espiral de 3,66 mts para un manejo y evaluación cómodos.
- Retrocompatible con los sistemas de pared integrados y los transformadores de pared Welch Allyn 767.





MAXIMICE SU CAPACIDAD DIAGNÓSTICA


Experimente vistas más amplias y brillantes con nuestros dispositivos **Welch Allyn** con tecnología **SureColor™** patentada, que permite ver el color real del tejido con claridad y definición; adapte ambos dispositivos a **cualquier fuente de alimentación** de 3.5 V de **Welch Allyn**.

Utilice el otoscopio **MacroView** con los **espéculos óticos transparentes de un solo uso LumiView™** de Welch Allyn para obtener vistas más brillantes.



Especificaciones Técnicas	Oftalmoscopio Coaxial LED 	Otoscopio MacroView Básico 
Número de parte	11720-L	238-2
Garantía	1 Año	
Dimensiones (Al x An x Pr) (cm)	3.3 x 8.5 x 5.1	7 x 4.5 x 5.5
Peso (gramos)	90	115
Fuente de alimentación	Mango de alimentación de 3,5 V	
Transmisión por fibra óptica	No	Sí
Tipo de bombillo	SureColor™ LED	
Vida útil del bombillo	20.000+ horas	60+ años ¹
Campo de visión		~3X
Magnificación		~5X
Diseño libre de enfoque (Focus-free)	No	Sí ³
Salida de luz Total	41.4 lumens	5200 lux ⁴
Color	Índice de Reproducción cromática (CRI): 95 típica; R9: 90 típica; Temperatura del color: 3400K - 4500K	
Garantía del bombillo LED	7 años	
Espéculos Óticos		Desechables LumiView™
Otoscopia Neumática Sellada		Sí
Aperturas	6	
Filtros	3	
Lentes	28	
Dioptrías	-25 a +40	
Compatible con iExaminer	No	



Especificaciones Técnicas		Transformador de Pared Green Series 777 de Welch Allyn 
Número de parte	77710	
Garantía	5 años; 10 años para los mangos	
Dimensiones	Anchura: 180 mm (7,09 pulgadas) Altura: 148 mm (5,83 pulgadas) Fondo: 111 mm (4,37 pulgadas) Peso: 0,76 kg (1,68 libras)	
Longitud del cable del mango de alimentación	3,66 m (12 pies)	
Entorno	Funcionamiento	Límites Temperatura: de 15 a 40 °C (59 a 104 °F) Humedad: de 15 a 95 % Presión de aire atmosférico: de 700 a 1.060 hPa
	Transporte y almacenamiento:	Límites Temperatura: de -20 a 50 °C (de -4 a 120 °F) Humedad: de 15 a 95 % Presión de aire atmosférico: de 700 a 1.060 hPa
Clase de seguridad	Operación intermitente II	
Suministro de energía eléctrica	Entrada: 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 0,18 A Salida: 5 V CC 1 A	
Materiales	ABS y goma elastómera. Sin látex.	
Aprobaciones	IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 N.º 601.1-M90, AS/NZS3200	
Indicador LED	Sí, luz verde: Recibiendo energía de la Fuente de Alimentación de Energía de 5 Watts	
Compatibilidad	Compatible con todos los cabezales de instrumentos Welch Allyn de 3.5 V	

Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Baxter o visite hillrom.lat.

Baxter se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Baxter es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.

¹ 60+ años típicos. Supone una media de 10 exámenes de pacientes (ambos oídos) al día, con una duración de 15 segundos por oído durante 200 días al año.

² ~3 veces la de un otoscopio de una sola lente, como el 250-2 estándar.

³ La distancia focal ampliada prácticamente elimina la necesidad de enfocar en el otoscopio de visión amplia.

⁴ 2.5 veces más luminoso que los otoscopios halógenos tradicionales.

OFTALMOSCOPIOS

Reg. San. No.: INVIMA 2017DM-0017337

OTOSCOPIOS

Reg. San. No.: INVIMA 2017DM-0017343

TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MÉDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA A INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 3.5 V

Reg. San. No.: INVIMA 2022DM-0009186-R1

© 2025 Baxter International Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ES - LATAM





Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

