



# Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

## CARRO DE PARO **SKK-M**

- ▶ Dimensiones: Ancho: 750 x 520 x Alto: 960 mm
- ▶ Ruedas: 100 mm
- ▶ Material: ABS y materiales antibacterianos de fácil limpieza. Acero inoxidable para el atril y soporte desfibrilador.

### SAIKANG /<sup>®</sup>



**Estructura resistente**  
de fácil limpieza.



**Cajones amplios**  
con cierre seguro.



**Ruedas con freno para**  
máxima estabilidad.

- ▶ Portasuero ajustable en altura
- ▶ Bandeja superior giratoria (360°) para insumos y equipos
- ▶ Bandeja lateral extraíble
- ▶ Soporte lateral para contenedor de residuos
- ▶ Divisiones internas (pestañas) para mejor organización
- ▶ Protector contra golpes redondeado alrededor del carro

## Áreas de uso



### Soporte de una sola pieza.

El soporte de una sola pieza proporciona una protección más completa; el mango totalmente protegido hace que sea más cómodo de sujetarse; la forma de agarre elevada hace que el manejo de la mesa lateral sea más cómodo.



### Estructura Resistente.

Ruedas ensambladas en la misma línea vertical con cuatro columnas para brindar una mayor estabilidad, incluso cuando los cajones interiores se encuentren abiertos llenos de medicamentos/herramientas.



### Fuente de Alimentación.

La toma de corriente es móvil y desmontable, fácil de usar, ubicada encima del tablero de RCP para facilitar el uso de cilindros de oxígeno.



### Atril de Infusión.

Atril insertado en la columna del cuerpo principal.



### **Desfibrilador.**

La superficie de la placa está hecha de material ABS. La posición del atril y de la placa para el desfibrilador se pueden intercambiar para facilitar su uso.



### **Agarradera Funcional.**

Agarradera decorativa biselada en el exterior, para una mayor comodidad de funcionamiento.



### **Cajón.**

Cajones mas grandes y más profundos!



### **Soporte para Cilindro de Oxígeno.**

Incluye soporte para cilindro de oxígeno retráctil insertado, con cinturones de fijación en el carro para brindar un mayor ahorro de espacio.



### **Divisiones de Cajón.**

Divisiones de cajón tipo tarjeta desde la parte inferior para una mejor clasificación de insumos y mayor facilidad de limpieza.



### **Caneca de Desechos.**

Caneca de desechos verde y amarillo para una mejor disposición de los mismos.

